

Resultados de HbA1c en minutos Conversaciones informadas en el punto de atención



Más eficiente que el laboratorio

- Resultados en 5 minutos
- Pequeña muestra de sangre capilar (5 µL)
- Portátil: uso en múltiples salas de examen
- Fácil de usar: se requiere capacitación mínima



Ideal para consultorios de médicos y oficinas

El sistema A1CNow[®] + de PTS Diagnostics proporciona a los profesionales de la atención médica una forma rápida y sencilla de obtener resultados de HbA1c, permitiendo conversaciones informadas sobre cómo los pacientes manejan su diabetes en minutos, no días.

Para realizar un pedido, comuníquese al +56 2 26971707

Características clave

- Certificación del Programa Nacional de Armonización de Glucohemoglobina
- Trazable por la Federación Internacional de Química Clínica
- Excención de CLIA
- Con la marca CE

Resultados de HbA1c en minutos

Conversaciones informadas en el punto de atención

Información del medidor

Método de medición: inmunoensayo

Pantalla de cristal líquido


Rango de medición: de 4% a 13%

Resultados: 5 minutos

Fuente de alimentación: baterías

Libre de mantenimiento

Portátil



Información de Reactivo

Presentación: caja con 10 o 20 cartuchos (descartables)

Método de medición: inmunoensayo

Volumen de muestra: 5 µL

Tipo de muestra: venosa o capilar

Rango de medición: de 4% a 13%

Condiciones de almacenaje:

Temperatura ambiente (18 - 28°C) por 4 meses

Refrigerado (2 - 8°C) hasta 18 meses o caducidad en la caja



A1CNow®+ system
(10-count test kit)
3024



A1CNow®+ system
(20-count test kit)
3021