



TECNODATA
Tecnologías Aplicadas

PANEL MULTI DROGAS EN ORINA

El Test Rápido ACCU-TELL® Multi-Droga en Orina, es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de múltiples fármacos y metabolitos de drogas en la orina en las concentraciones de corte, que se indican más abajo.

Nro. De Catálogo

Nombre del Producto

ABT-DOA-E74

8 Drogas Multi- Test Panel

ABT-DOA-E73

7 Drogas Multi- Test Panel

ABT-DOA-E32

6 Drogas Multi- Test Panel

ABT-DOA-E31

5 Drogas Multi- Test Panel

ABT-DOA-E45


4 Drogas Multi- Test Panel

ABT-DOA-E44

3 Drogas Multi- Test Panel

ABT-DOA-E51

2 Drogas Multi- Test Panel



| Test | Calibrador | Cut-off (ng/mL) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Amphetamine (AMP1,000) | d-Amphetamine | 1,000 |
| Amphetamine (AMP 500) | d-Amphetamine | 500 |
| Amphetamine (AMP 300) | d-Amphetamine | 300 |
| Barbiturates (BAR 300) | Secobarbital | 300 |
| Barbiturates (BAR 200) | Secobarbital | 200 |
| Benzodiazepines (BZO 500) | Oxazepam | 500 |
| Benzodiazepines (BZO 300) | Oxazepam | 300 |
| Benzodiazepines (BZO 200) | Oxazepam | 200 |
| Benzodiazepines (BZO 100) | Oxazepam | 100 |
| Buprenorphine (BUP) | Buprenorphine | 10 |
| Cocaine (COC 300) | Benzoylecgonine | 300 |
| Cocaine (COC150) | Benzoylecgonine | 150 |
| Cocaine (COC 100) | Benzoylecgonine | 100 |
| Marijuana (THC150) | 11-nor- Δ^9 -THC-9 COOH | 150 |
| Marijuana (THC 50) | 11-nor- Δ^9 -THC-9 COOH | 50 |
| Marijuana (THC 25) | 11-nor- Δ^9 -THC-9 COOH | 25 |
| Methadone (MTD 300) | Methadone | 300 |
| Methadone (MTD 200) | Methadone | 200 |
| Methamphetamine (MET 1,000) | d-Methamphetamine | 1,000 |
| Methamphetamine (MET 500) | d-Methamphetamine | 500 |
| Methamphetamine (MET 300) | d-Methamphetamine | 300 |
| Methylenedioxymethamphetamine (MDMA 500) | d,l-Methylenedioxymethamphetamine | 500 |
| Methylenedioxymethamphetamine (MDMA 1,000) | d,l-Methylenedioxymethamphetamine | 1,000 |
| Morphine (MOP 300) | Morphine | 300 |
| Morphine (MOP 100) | Morphine | 100 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| Methaqualone(MQL) | Methaqualone | 300 |
| Opiate (OPI 2,000) | Morphine | 2,000 |
| Phencyclidine (PCP) | Phencyclidine | 25 |
| Propoxyphene (PPX) | Propoxyphene | 300 |
| Tricyclic Antidepressants (TCA) | Nortriptyline | 1,000 |
| Tramadol (TML) | Tramadol | 100 |
| Ketamine (KET 1,000) | Ketamine | 1,000 |
| Ketamine (KET 500) | Ketamine | 500 |
| Ketamine (KET 300) | Ketamine | 300 |
| Oxycodone (OXY) | Oxycodone | 100 |
| Cotinine(COT200) | Cotinine | 200 |
| Cotinine(COT100) | Cotinine | 100 |
| 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP300) | 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine | 300 |
| 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP100) | 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine | 100 |
| Fentanyl(FYL20) | Norfentanyl | 20 |
| Fentanyl(FYL10) | Norfentanyl | 10 |
| Synthetic Marijuana (K2-50) | JWH-018、 JWH-073 | 50 |
| Synthetic Marijuana (K2-30) | JWH-018、 JWH-073 | 30 |
| 6-mono-aceto-morphine (6-MAM10) | 6-MAM | 10 |

Las configuraciones de cualquier Test Rápido ACCU-TELL® Multi-Drogas en Orina se puede conformar con cualquier combinación de los analitos de sustancias mencionados en el cuadro anterior con Cortes (Cut-Off en ng/ml) que también se mencionan en la Lista.

Cualquier combinación para diseñar un Test de Drogas en Orina puede ser configurado y TECNODATA LTDA. puede comercializarlo.

Los Test de Drogas en Orina de ACCUBIOTECH, que normalmente están a disposición de una compra inmediata son los siguientes:

TEST DE 4 DROGAS

COC(50) – THC(150) – BZO(300) – AMP(300)

TEST DE 5 DROGAS

COC(50) – THC(150) – AMP(300) – BZO(300) – OPI(2000)

MULTI PANEL DE 2, 3 Y 5 DROGAS EN ORINA DE ACCUBIOTECH

