



TECNODATA
Tecnologías Aplicadas

PANEL MULTI DROGAS EN SALIVA

El cassette de prueba rápida ACCU-TELL® Multi-Line (fluido oral) para AMP / MET / COC / OPI / THC / PCP / MTD / MDMA / OXY / COT / BZO / KET es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de múltiples drogas y metabolitos de drogas en la saliva en los cortes de concentraciones que se indican más abajo.

<u>Nro. De Catálogo</u>	<u>Nombre del Producto</u>
ABT-DOA-B150	Multi - 10-Line Drug Saliva Cassette
ABT-DOA-B149	Multi - 9-Line Drug Saliva Cassette
ABT-DOA-B148	Multi - 8-Line Drug Saliva Cassette
ABT-DOA-B147	Multi - 7-Line Drug Saliva Cassette
ABT-DOA-B146	Multi - 6-Line Drug Saliva Cassette
ABT-DOA-B145	Multi - 5-Line Drug Saliva Cassette
ABT-DOA-B144	Multi - 4-Line Drug Saliva Cassette
ABT-DOA-B143	Multi - 3-Line Drug Saliva Cassette
ABT-DOA-B142	Multi - 2-Line Drug Saliva Cassette



Los Test de Drogas en Saliva de ACCUBIOTECH, que normalmente están a disposición para una compra inmediata son los siguientes:

TEST DE 5 DROGAS EN SALIVA

COC(20) – THC(50) – AMP(50) – BZO(20) – MET(50)

Las configuraciones de cualquier Test Rápido ACCU-TELL® Multi-Drogas en saliva se puede conformar con cualquier combinación de los analitos de sustancias mencionados en el cuadro anterior con Cortes (Cut-Off en ng/ml) que también se mencionan en la Lista.

Cualquier combinación para diseñar un Test de Drogas en Saliva puede ser configurado y TECNODATA LTDA. puede comercializarlo.

Test	Calibrator	Cut-off (ng/mL)
Amphetamine (AMP)	d-Amphetamine	50
Methamphetamine(MET)	d-Methamphetamine	50
Marijuana (THC)	THC-COOH	12
Phencyclidine (PCP)	Phencyclidine	10
Cocaine (COC)	Benzoylcegonine	20
Opiate (OPI)	Morphine	40
Methadone (MTD)	Methadone	30
Oxycodone (OXY)	Oxycodone	20
Cotinine(COT)	Cotinine	30
Methylenedioxyamphetamine (MDMA)	D,l-Methylenedioxyamphetamine	50
Benzodiazepines(BZO)	Oxazepam	20
Ketamine(KET)	Ketamine	50

MULTI PANEL DE 2 DROGAS EN SALIVA DE ACCUBIOTECH



MULTI PANEL DE 4 DROGAS EN SALIVA DE ACCUBIOTECH



MULTI PANEL DE 5 DROGAS EN SALIVA DE ACCUBIOTECH

